

ORTHOPÄDISCHE SCHUHVERSORGUNG



**Rudolf
Jutz**



**Technische
Fussorthopädie**

Zum Wohl Ihrer Füsse ist jeder Schritt genau geplant

Unsere erfahrenen Orthopädie-Schuhmacher-Meister und Orthopädie-Schuhmacher/innen kümmern sich intensiv um Ihre Füsse sowie um die Auswahl und Anfertigung von orthopädischen Bequem-, Serien- oder Massschuhen. Unterstützt werden sie dabei durch moderne Messverfahren (Druckmessung / Ganganalyse). Für eine kostenlose Fuss- und Schuhberatung stehen wir Ihnen gerne nach Terminvereinbarung zur Verfügung.



Orthopädische Schuhversorgung für Diabetiker

Bei Diabetes, einer zunehmenden Volkskrankheit, ist eine optimale Versorgung Ihrer Füße sehr wichtig. Wir beraten Sie kompetent über die druckentlastende Fussbettung und die entsprechenden Propylaxeschuhe. Hier arbeiten wir eng mit Ihrem behandelnden Arzt oder Diabetologen zusammen, damit Sie wieder beschwerdefrei und ohne Komplikationen auf Ihren Füßen unterwegs sein können.



Spezielle Schuhe aus weichem Leder, mit grossem Zehenvolumen und ohne Innennähte, in Verbindung mit einer weichbetenden und langsohligen Fussbettung, bieten Ihnen einen grossen Tragekomfort ohne Druckstellen.

Orthopädische Serienschuhe

Der orthopädische Serienschuh ist ein halbfertig- oder konfektionierter Schuh, der so angepasst werden kann, dass Füsse mit leichten und mittleren Deformitäten oder bei Druckempfindlichkeit, z. B. bei Diabetes, genügend Platz haben. So können Druckstellen entlastet und vermieden werden. Er beinhaltet eine der Indikation und an den Füssen angepasste Fussbettung sowie entsprechende Schuhzurichtungen, so dass weitere Funktionsausfälle des Fusses kompensiert werden können.

Orthopädische Massschuhe

Schwere Fussfehlstellungen, Diabetes und wundete Stellen verlangen Schuhe, die exakt auf Ihren Fuss angepasst werden, um entsprechende Problemstellen zu entlasten. Orthopädische Massschuhe werden nach ärztlicher Verordnung durch unsere spezialisierten Orthopädie-Schuhmacher-Meister individuell in reiner Handarbeit auf Ihre Füsse massgefertigt. Um einen hohen Tragekomfort zu garantieren, wird der Schuh – angepasst an die Funktion und Belastungsfähigkeit des





Fusses – in Material und Form sowie nach dem modischen Geschmack unser Kundeninnen und Kunden hergestellt.

Orthopädische Spezialschuhe

Orthopädische Spezialschuhe sind konfektionierte Schuhe mit besonderen Eigenschaften für den individuellen Einsatz bei entsprechenden Indikationen, wie z.B. zur Ruhigstellung nach einer Operation. Orthopädische Spezialschuhe zeichnen sich durch besondere Elemente zur Erleichterung der Abrollung, Versteifung, Dämpfung oder Stabilisierung aus. Sie bieten ein vergrößertes Volumen und sind deshalb geeignet um Funktionsausfälle oder einen Heilungsprozess zu unterstützen.

Bequemschuhe geeignet für Einlagen

Im unserem Fachgeschäft finden Sie eine Auswahl an Bequemschuhen, welche für das Tragen von losen Einlagen gut geeignet sind. Spezielle Gesundheitsschuhe mit besonderen Material- oder Abrolleigenschaften oder auch verstärkter Stabilität z.B. nach Verletzungen erfordern professionelle Beratung. Gerne helfen wir Ihnen auch gerne den geeigneten Schuh für Haushalt, Arbeit oder Freizeit zu finden.



Schuhzurichtung

Je nach Indikation, wie beispielsweise Arthrose im Sprunggelenk, Hallux rigidus, starkem Spreizfuß oder Gonarthrose, korrigieren wir Ihre Schuhe und rüsten diese mit den benötigten Änderungen aus. Absatzverbreiterungen oder Pufferungen, Schmetterlingsrollen, Höhenausgleiche, Schuhversteifungen, Abrollrampen usw. werden bei uns fachmännisch erledigt.



Tipps vom Fachmann

Angewöhnung

Serien- und Massschuhe sollen den Betroffenen schnell Erleichterung bringen. Dennoch müssen sich die Füße, die Muskulatur und die ganze Körperstatik zuerst etwas an die neuen Schuhe gewöhnen. Sollten in dieser Angewöhnungszeit Probleme auftreten, versuchen Sie die Tragezeit entsprechend etwas anzupassen und zwischendurch auch wieder Pausen einzulegen. Bei anhaltenden Angewöhnungsproblemen zögern Sie nicht, Ihre Ansprechperson bei uns zu kontaktieren, damit die Schuhe kontrolliert werden können.

Kontrolle

Serien- und Massschuhe müssen kontrolliert werden, da sich der Fuss immer wieder verändern kann. Sie werden regelmässig von uns dazu aufgeboten. Bei zwischenzeitlich auftretenden Beschwerden bitten wir Sie, sich bei uns für einen Termin anzumelden.

Reparatur

Ihre Schuhe werden durch den Gebrauch abgenützt. Die Lebensdauer der Schuhe kann jedoch erhöht werden, indem sie regelmässig gepflegt und rechtzeitig repariert werden. Die Kosten der Reparaturen und Korrekturen werden von den verschiedenen Versicherungen unterschiedlich übernommen. Bei der IV werden sie abzüglich eines Selbstbehaltes von CHF 70.- pro Jahr übernommen. Die SUVA/UVG übernimmt sämtliche Reparaturkosten ohne Selbstbehalt. Die AHV übernimmt keine Kosten für Reparaturen.



Versorgungsablauf bei Serien- und Massschuhen

Die vom Arzt verordnete Kosten für die orthopädische Serien- und Massschuhe können je nach Indikation und Alter von der zuständigen Versicherung (IV, AHV, SUVA) übernommen werden. Die betroffenen Personen müssen sich in der Regel mit einem Selbstbehalt beteiligen.

Unser Fachpersonal berät und unterstützt Sie gerne bei der Abklärung der Kostenübernahme. Das nachfolgende Schema zeigt auf, wie der Ablauf für eine solche Schuhversorgung im Normalfall aussieht.

Arzt stellt Verordnung aus

Überweisung an den Orthopädie-Schuhmacher

Abklärung Kostenübernahme durch

Privat
Krankenkasse

IV

AHV

SUVA/UVG

Kostenvoranschlag
Antrag an Kunden

Kostenvoranschlag
Antrag an IV

Kostenvoranschlag
Antrag an AHV

Kostenvoranschlag
Antrag an SUVA

Unterschiedene
Auftrags-
bestätigung
durch Kunden

Bei
Kostenübernahme
durch IV:
120 CHF
Selbstbehalt

Bei
Kostenübernahme
durch AHV:
25% Selbstbehalt

Bei
Kostenübernahme
durch SUVA:
ab 3. Paar 120 CHF
Selbstbehalt

Herstellung der Schuhe

Abholung und Rechnungsstellung an den jeweiligen
Kostenträger oder Kunden, Bezahlung des Selbstbehalts bei Schuhabgabe

Reparaturen

Keine
Kostenübernahme
durch
Krankenkasse

70 CHF
Selbstbehalt
pro Jahr

Keine
Kostenübernahme
durch AHV

Vollständige
Kostenübernahme



Rudolf Jutz OSM
Technische Fussorthopädie AG
Bankstrasse 12
8400 Winterthur

Telefon 052 212 89 87
info@jutz-osm.ch

jutz-osm.ch

